

tri hawk[®]

Talon



Wiertła Tri Hawk Talon - *najwyższa szybkość, efektywność i jakość cięcia*



Unikalne, opatentowane kąty nachylenia i specjalny kształt ostrzy wiertła **Tri Hawk Talon** pozwalają na szybsze, skuteczne cięcie, pozostawiając gładsze powierzchnie. Większa zdolność cięcia oznacza krótszy czas opracowywania, zwiększoną efektywność dla dentysty oraz większy komfort dla pacjenta - **po prostu lepsza stomatologia!**

Wiertło **Tri Hawk Talon** może pracować poziomo i pionowo, z łatwością przecina amalgamat, korony oraz mosty. Wyniki niezależnych badań potwierdzają wyjątkową jakość i wydajność wiertel **Tri Hawk**. Jest to jedyne jednorazowe wiertło, którego efektywność cięcia oceniono na 100% w rankingu Amerykańskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego (*American Dental Association*) w 2006 roku. Wiertła z czystej wysokowęglowej stali - bez dodatku chromu czy niklu - praktycznie nie ulegają złamaniu. Wiertła jednorazowego użytku pozwalają na oszczędność czasu i pieniędzy - w odróżnieniu od wiertel wielokrotnego użytku nie wymagają mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz mogą obniżyć ryzyko zakażeń krzyżowych.



Przecinanie koron



Przecinanie mostów



Usuwanie amalgamatu



Opracowanie ubytku



Opracowanie korony



Dlaczego warto wybrać wiertło węglikowe Tri Hawk Talon?

- > ma zaokrągloną końcówkę umożliwiającą wykonywanie cięć pionowych i poziomych bez konieczności zmiany wiertła,
- > przecina z łatwością wszystkie typy metali, ceramikę oraz szkliwo,
- > jest uniwersalne - pozwala na opracowywanie ubytków jak i przecinanie koron,
- > wykonane ze specjalnej stali wysokowęglowej jest wolne od niklu, chromu oraz innych metali ciężkich,
- > każde wiertło jest pojedynczo i aseptycznie pakowane,
- > trzonek ma matowo-czarne wykończenie, eliminując połysk i refleksy świetlne,
- > jest praktycznie niełamiwe,
- > oszczędza końcówki unitu dentystycznego,
- > jest jednorazowego użytku.

Oszczędź swoją kątnicę turbinową, pracuj ekonomicznie!

Jak trudno jest Ci przecinać twarde materiały? Czy potrzebujesz 2, 3 lub więcej zwykłych wiertel żeby przeciąć koronę? Czy przyciskasz końcówkę podczas pracy? Czy zdarza Ci się, że wiertło się łamie? Czy używasz wielokrotnie to samo (tępe) wiertło eksploatując nadmiernie końcówki unitu stomatologicznego? Jak często wymieniasz cartridge lub łożyska w swojej turbinie?

Dlaczego powinno się używać wiertel tylko raz?

- > Używanie wielokrotnie tych samych wiertel powoduje szybkie zużycie końcówek unitu stomatologicznego i generuje duże koszty napraw.
- > Ponowne użycie wiertła oznacza, że praca przebiega wolniej, ponieważ wiertła nie są już takie ostre. Powoduje to użycie większej siły dociskania wiertła, co skutkuje awarią końcówek.
- > Ponowne użycie wiertel wymaga znacznego nakładu kosztów i pracy związanej z dezynfekcją, myciem, pakowaniem oraz sterylizacją.



Wiertła Tri Hawk Talon są pakowane aseptycznie ograniczając możliwość zakażeń krzyżowych.

Pozwól nam pomóc sobie! Wypróbuj wiertło Tri Hawk Talon!

**Będziesz zaskoczony z jaką łatwością wiertło radzi sobie w ekstremalnie trudnych sytuacjach.
Będziesz nam wdzięczny, że uczyniliśmy Twoją pracę łatwiejszą i szybszą każdego dnia.**

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego "MARKU" sp.j.
42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 2
tel. 034 374 05 25, 034 374 05 26, 034 374 05 27
tel./fax 034 368 09 32
e-mail: dental@marku.com.pl

www.marku.com.pl



marku
D E N T A L