





## System alginatów Cavex



### Cavex Cream

Imponujące precyzja odwzorowania

Najnowszy alginat w ofercie Cavex jest niezwykle łatwy w mieszaniu i posiada gładką i kremową konsystencję. Ze względu na jego wyjątkową dokładność - 5µm oraz wytrzymałość na rozzerwania, wyciski wykonane tą masą mogą być porównywalne do jakości, którą dają masy A-silikonowe.

- Najwyższa wśród alginatów dokładność odwzorowania na poziomie 5µm
- Wyjątkowa łatwość mieszania
- Gładka, kremowa konsystencja
- Formuła niepylącego proszku
- Przyjemny smak i kolor
- 5-letnia data ważności
- Możliwość skanowania wycisku
- Dostępność w wersji szybkowiążącej (1 min.) oraz standardowej (1,5 min.)

Cavex Cream Alginate Normal — AA600

Cavex Cream Alginate Fast — AA605



### Cavex ColorChange

Alginat chromatyczny nowej generacji z 9-dniową stabilnością wymiarową

Produkt uzyskał imponujący wynik na poziomie 96% w rankingu Dental Advisor. Poprzez zmianę koloru sygnalizowany jest moment przejścia do kolejnego etapu pobierania wycisku.

- Stabilność wymiarowa aż do 9 dni
- Chromatyczny wskaźnik fazy
- Wysoka dokładność na poziomie 25µm
- Elastyczny, doskonały również dla ortodoncji
- Bezpyłowy
- Innowacyjny mechanizm wiązania
- Odporny na rozrywanie oraz odkształcanie
- Komfortowy dla pacjenta, czas w jamie ustnej – 1 min.
- Gładka powierzchnia

Cavex ColorChange — AA323



# wszystko czego potrzebujesz

# CAVEX


## Cavex Orthotrace

### Szybkowiązący alginat ortodontyczny


Ze względu na mocną konsystencję i bardzo krótki czas wiązania, alginat nie spływa do ust, dzięki czemu nie występuje odruch wymiotny u pacjenta. Przyjemne połączenie owocowego smaku i zapachu ułatwia pobieranie wycisków u dzieci.

- Bardzo krótki czas wiązania – 2min. 10 sek. łącznie z czasem mieszania
- Naturalny i przyjemny owocowy smak i zapach
- Elastyczny oraz odporny na rozrywanie i odkształcanie
- Łatwy w mieszaniu dzięki szybkiej absorpcji wody
- Mocna konsystencja

Cavex Orthotrace — AA380



	Cavex Cream Alginate	Cavex ColorChange	Cavex Orthotrace
Opakowanie	500g	500g	500g
Ilość wycisków	około 35	około 38	około 35
Konsystencja	elastyczna	elastyczna	twarda
Stabilność wymiarowa	2 dni	9 dni	2 dni
Odwzorowanie detali	5µm	25µm	50µm
Kolor	fioletowy	różowy	fuksja
Zapach	guma balonowa	mięta	owoce leśne



Oporność na rozerwania



Innowacyjny mechanizm wiązania



5-letni okres ważności



### Cavex Alginate Mixer II

Mieszalnik automatyczny pozwala przygotować idealnie wymieszaną masę alginatową pozbawioną pęcherzyków powietrza.

Cavex Alginate Mixer II — AT520-525



### Cavex Alginate Container

Szczelnie zamykany pojemnik chroni masę przed wilgocią. Może być otwierany i zamykany przy użyciu jednej ręki.

Cavex pojemnik niebieski — AT240

Cavex pojemnik różowy — AT2605



### Butelka dozująca

Ułatwia odmierzanie odpowiedniej ilości wody, która będzie utrzymywać temperaturę pokojową, dzięki czemu czasy wiązania będą powtarzalne.

Cavex butelka z miarką dozującą — AT021



### Cavex Alginate Adhesive

Klej do łyżek wyciskowych.

Cavex Alginate Adhesive 2x14ml — AB010



### Cavex Green Clean

Wydajny preparat do czyszczenia łyżek z alginatów i gipsu. Jest w 100% biodegradowalny, szybki, efektywny i bezpieczny. Świeży cytrynowy zapach, neutralne pH.

Cavex GreenClean 1 kg — HA001



### Miska i szpatułka do mieszania

Elastyczna miska oraz sztywna plastikowa szpatułka ułatwiają mieszanie i uzyskanie jednorodnej konsystencji.

Cavex miska — AT041

Cavex szpatułka — AT042

Ulotka przeznaczona wyłącznie dla Użytkownika Profesjonalnego.

specjalistyczne zaopatrzenie stomatologiczne